

Driftsvejledning

Vægklaplejer model 125 og 126

Kære kunde,

Du har købt et produkt, der udmærker sig ved at være af meget høj kvalitet. Brug af bedste materialer fra renommerede leverandører sikrer, at arbejdsudstyret fungerer problemløst i mange år; dette forudsætter dog, at det håndteres korrekt iht. de punkter, der er beskrevet i driftsvejledningen. Skulle der alligevel være grund til reklamation, bedes du kontakte os. Vi er altid taknemmelige for at modtage forbedringer og forslag fra brugere af vores produkter.

Indhold

1. Sikkerhedsbestemmelser	2
1.1 Anvendte symboler	2
1.2 Anvendte standarder	2
1.3 Sikkerhedsbestemmelser	2
1.4 Beregnet anvendelse	2
1.5 Generelle henvisninger vedr. opstilling og brug	2
1.6 Opbygning model 125	3
1.7 Opbygning model 126	4
1.8 Ibrugtagning	4
1.9 Sikkerhedsinstrukser	4
1.10 Modelbetegnelse, mærkeplade, serie-nummer	5
1.11 Serienummerets betydning	5
2. Betjening	5
2.1 Opbygning af konstruktionen	5
2.2 Indstilling af hoveddelen	5
2.3 Lejernes klapper	6
3. Tekniske data for de enkelte modeller	6
4. Rengøringsforskrifter:	6
5. Vedligeholdelse og teknisk kontrol	7
6. Underretningspligt	7
7. Bortskaffelse	8
8. Overensstemmelseserklæring	9



K.H. DEWERT GmbH
Vollmestr. 7
33649 Bielefeld
Germany
Tlf. +49 / 521 400 27- 0
Fax +49 / 521 400 27-27
info@khdewert.de
www.khdewert.de

1. Sikkerhedsbestemmelser



1.1 Anvendte symboler

Sikkerhedshenvisningerne samt vigtige afsnit er i denne manual markeret med symbolet, der ses ved siden af. Vær særlig opmærksom på disse henvisninger. Yderligere symboler kan evt. findes på produktet:

Overhold brugsanvisningen:



Advarsel mod fare for klemning under indstillingen:



Advarsel mod et farligt sted:



1.2 Anvendte standarder

Dette produkt blev udviklet og fremstillet i overensstemmelse med nationale og internationale forskrifter. Herved sikres meget høj produktsikkerhed. De her beskrevne modeller overholder følgende direktiver:

- Forordning (EU) 2017/745
- DIN EN ISO 14971
- DIN EN ISO 10993-5/-10

Dette produkt er iht. forordningen (EU) 2017/745 (MDR) et medicinsk produkt fra klasse 1.

1.3 Sikkerhedsbestemmelser

Det nærværende kapitel indeholder en samling af de vigtigste sikkerhedstekniske informationer:



Den rigtige betjening af produktet er en forudsætning for en sikker brug. Gør dig derfor fortrolig med indholdet af denne brugsanvisning, før produktet tages i brug. Det anbefales at opbevare denne brugsanvisning i nærheden af produktet. Produktet må kun bruges af berettigede, instruerede (sagkyndige) personer, som allerede ved, hvordan mekanikken fungerer, og som ved, hvordan mekanikken fungerer, fordi de har læst betjeningsvejledningen. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes ubeføjede personer, eller som opstår i forbindelse med ubeføjede personer. Ingen tredjepartsenheder må installeres uden samråd med os eller bringes i sengens bevægelsesretning på en sådan måde, at der opstår et muligt farepotentiale.



Brugeren skal sørge for, at produktet hverken er tilgængeligt for eller kan bruges af ubeføjede, heller ikke, når det er uden opsyn. Principielt skal produktet sikres på en sådan måde, at der ikke kan ændres på det af uberettigede personer.

1.4 Beregnet anvendelse

Lejet bruges til at anbringe patienter korrekt i forbindelse med terapi og sygdomsbehandling, undersøgelse, massage og sundhedsterapi. Betjeningen af lejet og placeringen af patienter på lejet må kun gennemføres af instruerede personer, der er instrueret i at bruge produktet, eller som har samlet erfaringer med andet lignende medicinsk udstyr og således kender de mulige farer og ved, hvordan produktet bruges korrekt. Dette produkt blev udelukkende udviklet til brug i bygninger og under normale omgivelserforhold og kan bruges i følgende områder: på laboratorier, i konsultationsrum, i rum, der er egnet til undersøgelser og behandlinger, på sygehuse, på hospitaler, på klinikker, til fysioterapi og ergoterapi samt i lægepraksisser. Dette leje er ikke egnet som inventar på operationsstuer og må ikke bruges under operationer. Den forventede driftslevetid er 10 år.

1.5 Generelle henvisninger vedr. opstilling og brug

I emballeret stand må produktet udsættes for følgende miljøbetingelser i ca. 3 måneder:

Omgivelsestemperatur: -5° til +50°
Relativ luftfugtighed: 10% til 90%
Luftryk: 500hPa til 1060hPa

Til transport i køretøj skal produktet være sikret tilstrækkeligt, så det ikke kan skride.



Lejet skal, når det er klappet ned, stå plan på en lige grundflade og sikkert på fødderne.

1.6 Opbygning model 125

Lejet skal opbygges iht. den rækkefølge, der er beskrevet i de efterfølgende trin.



Pas på: Vedlagt fastgørelsesmateriale er kun beregnet til massive stenvægge. Til andre vægge skal der anskaffes egnede fastgørelsesmateriale fra en faghandel.

- 1) Løsn og fjern emballagen forsigtigt.
- 2) Anbring lejet med den indklappede fod opad på lejepuden.
- 3) Træk lejefodparrene på tværsiderne af lejet op. De klapper automatisk helt opad vha. gasfjederen. Af sikkerhedsmæssige grunde står fodparrene på skrå udad.
- 4) Vend lejet om og stil det på fødderne.
- 5) Stil lejet med den lange side op ad væggen, som lejet skal fastgøres til. Boringerne i tværsiderne på lejerammen skal være i nærheden af væggen.
- 6) De vedlagte vægholdere forbindes med en tværside på lejerammen, dette gøres ved at sætte vægholderens tap ind i boringen på rammens tværside.



Pas på: Vægholderens stræber med fastgørelsesboringer skal pege nedad.

- 7) Skub lejet hen mod væggen, marker borehullerne på væggen og indsæt boringerne i væggen. Lejet må ikke belastes, før den er monteret rigtigt.
- 8) Anbring vægholderne på væggen med vedlagte dyvler og skruer.



Pas på: Det kan være nødvendigt at bruge særlige dyvler og skruer afhængigt af væggenes beskaffenhed og statik. Er du usikker mht. monteringen kontaktes en fagvirksomhed.



Vi fraskriver os ansvaret for monteringsarbejde, der ikke er gennemført korrekt.

Pas på: En ikke korrekt gennemført montering er forbundet med stor fare for kvæstelser for bruger og patienter!

- 9) Nu kan lejet klappes opad. Sving så begge fodpar helt ind og sikr dem med låsene på lejerammen. Lejet kan også klappes ned mod gulvet, hvis det ønskes. Forinden skal den vedlagte vægafstandsholder monteres.
- 10) Afstandsholderen skal fastgøres på væggen på en sådan måde, at lejerammen ligger fast her, når lejet er svinget ned. Marker og indsæt fastgørelsesboringer på væggen og anbring afstandsholdere fast på væggen med vedlagte dyvler og skruer



Pas på: Stil hoveddelen vandret, før lejet klappes op.



Pas på: Hver gang lejet er klappet op, skal de indsvingede fodpar sikres med låsen.



Pas på: Fødderne svinger automatisk udad, så snart låsen løsnes, og fødderne løftes (gasfjederstøttet).

Den vedlagte sikringsstribe med sikringsbåndet bruges til at fastgøre lejet på væggen i opklappet tilstand, så det ikke kan falde ned.

Det fastgøres på følgende måde: Løft lejet, klap fødderne ind og læn lejet op ad væggen.



Pas på: Lejet skal nu ubetinget holdes fast af en 2. person.

Træk nu båndet med frithængende sikringsstribe gennem striben på lejerammen og fastgør det. Juster sikringsstripen på væggen og marker boringerne. Gennemfør boringerne og anbring sikringsstripen fast med vedlagte dyvler og skruer.



Pas på: Når lejet er klappet op, skal det ubetinget sikres på væggen med sikringsbåndet, så det ikke kan falde ned.

1.7 Opbygning model 126

Kontroller ubetinget rumhøjden.

Til dette leje er der behov for en rumhøjde på mindst 2,42 m.



**Pas på: Vedlagt fastgørelsesmateriale er kun beregnet til massive stenvægge.
Til andre vægge skal der anskaffes egnet fastgørelsesmateriale fra en faghandel.**

Lejet skal opbygges iht. den rækkefølge, der er beskrevet i de efterfølgende trin:

- 1) Løsn og fjern emballagen forsigtigt.
- 2) Anbring lejet med den indklappede fod opad på lejepuden.
- 3) Løsn fingerskruen på rammen, klap fodparret op og spænd fingerskruen til fastgørelse. Løsn de to låseskruer, der fører gennem lejerammen, og fjern dem sammen med skiverne.
- 4) Stil det løst medfølgende fodstel op ad en væg, som lejet skal fastgøres til. Anbring underlagspladerne med fastgørelseshullerne fra fodstellet på gulvet og på væggen. Marker borehullerne og indsæt fastgørelsesboringerne i væg og gulv. Fastgør fodstellet med de vedlagte dyvler og skruer, så det passer.



Pas på: Fodstellet skal være anbragt fat på væg og gulv.

- 5) Drej nu lejet forsigtigt om og anbring det på fodstellet, der er fastgjort på væggen. Her er det vigtigt, at lejerammen er lagt ind i vinklerne i siden på fodstellet. Kontroller, at fastgørelsesboringerne på fodstel og ramme dækker over hinanden, sæt herefter skruerne i. Mellem lejerammen og fodstellet skal der anbringes en kunststoffske på hver skrue. Stik så skruerne helt igennem og fastgør dem med kunststoffske, stålske og møtrik.
- 6) De to vedlagte sikringsnipper med fastgørelsesremmen bruges til at fastgøre lejet på væggen i opklappet tilstand, så det ikke kan falde ned ved et tilfælde. Det fastgøres på følgende måde:
 - a) Løsn fingerskruen på tværsiden af lejet.
 - b) Løft lejet, samtidigt med at foden klappes ind og læn lejet op ad væggen.



Pas på: Lejet skal nu ubetinget holdes fast af en 2. person.

- c) Træk nu sikringsbåndene med frithængende sikringsnip gennem snippen på lejerammen og fastgør dem. Juster sikringsnipperne på væggen og marker borerne. Indsæt borerne og anbring sikringsnippen fast med vedlagte dyvler og skruer. Nu er lejet sikret med de to bånd, så det ikke kan falde ned.



Pas på: Det kan være nødvendigt at bruge særlige dyvler og skruer afhængigt af væggenes beskaffenhed og statik. Er du usikker mht. monteringen kontaktes en fagvirksomhed.



Vi fraskriver os ansvaret for monteringsarbejde, der ikke er gennemført korrekt.

Pas på: En ikke korrekt gennemført montering er forbundet med stor fare for kvæstelser for bruger og patienter!



Pas på: Stil hoveddelen vandret, før lejet klappes op.



Pas på: Hver gang lejet klappes ned, skal det forreste fodpar fastgøres med fingerskruen.

1.8 Ibrugtagning

Gennemfør som driftsansvarlig en detaljeret funktionskontrol, når produktet er opstillet

1.9 Sikkerhedsinstrukser




Dette leje må kun bruges inden for sit beregnede anvendelsesområde. Enhver anden benyttelse anses for ikke-forskriftsmæssig og kan evt. være farlig. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes brug i strid med formålet.


Patienter må kun placeres på lejet af trænede personer i forbindelse med forberedelse af behandling/undersøgelse.


Pas på: Dette leje er ikke egnet som inventar på operationsstuer.





Lejet må kun bruges, hvis det er fastgjort iht. punkterne, der er nævnt i afsnit 1.6 og 1.7! Det må under ingen omstændigheder bruges fritstående uden vægholder!

 Når pudedelene indstilles, skal man være opmærksom på, at personer ikke opholder sig, og at gestande ikke befinder sig i indstillingsområdet. Kontroller, at personer hverken stikker fingrene ind under pudedelen eller støtter sig på den nederste ramme.

 Vigtigt for brugeren: Når pudedelene indstilles, må der ikke gribes ind under afstandsholderne, der findes under pudedelene.

 Lejefladerne og understellet er seriemæssigt ikke antistatisk.
Vores produkter er ikke beregnet til at blive brugt i vådrum og må under ingen omstændigheder rengøres vha. såkaldte sengevaskeanlæg. Dette ville nemlig ødelægge produktet irreparabelt.

 Hovedenden fungerer kun som støtte for patienten og må ikke bruges som siddeplads.









 Tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget.
Dette produkt må ikke ændres uden tilladelse fra producenten.

1.10 Modelbetegnelse, mærkeplade, serie-nummer

Den nøjagtige modelbetegnelse afhænger af den valgbare stelfarve:

- 00 hvid pulverbelagt (RAL 9010);
- 01 forkromet;
- 03 hvidaluminium pulverbelagt (RAL 9006);
- 04 gråaluminium pulverbelagt (RAL 9007)

Typeskiltet er fastgjort på langs af lejet på understellet. Her findes de vigtigste data til lejet.
Følgende symboler findes på skiltet (fungerer som eksempel) og har følgende betydninger:

 Læs betjeningsvejledningen	 Serie-nr.
 Obs, evt. farekilde	 = Kg Maks. vægtbelastning
 Produktionsdato	 Brug kun produkt i tørre rum
 Producentadresse	 CE-mærkning

1.11 Serienummerets betydning

Serienummeret findes på eller separat ved siden af typeskiltet på lejet. Dette nummer er tildelt en gang og forbundet fast med dette specifikke enkelte produkt. Dette gør det til enhver tid muligt at identificere denne lejemodel og at finde frem til moduler/sikkerhedsrelevante dele.


Husk altid at angive dette serienummer, hvis du har spørgsmål i forbindelse med reservedele.

2. Betjening

2.1 Opbygning af konstruktionen

Under konstruktionen af lejestellet er der lagt særlig stor vægt på funktions- og betjeningsikkerheden. Alligevel skal lejet altid håndteres forsigtigt. Lejet består af modulerne stel og pude. Disse moduler har yderligere dele, afhængigt af udførelsen. Overfladerne på den svejste konstruktion er forkromet.

2.2 Indstilling af hoveddelen

 Selvom konstruktionen er meget stabil, må hoveddelen ikke bruges til at sidde på.

Hoveddelen indstilles med 2 sikkerheds-tandrastere. Tag fat omkring den øverste ende midt på hoveddelen og træk den langsom op i den ønskede hældning, rasterne klikker automatisk i. Hoveddelen sænkes ved at trække den helt op, rasterne klikker ud. Nu kan hoveddelen stilles i den nederste slutposition.

2.3 Lejernes klapper

Model 125

Leje model 125 klappes ned

Hold fast i lejet op ad væggen og løsn båndet. Klapp lejet langsomt ned, samtidigt med at de to låse drejes, og fodparrene klappes ud fremad.

Pas på: Fødderne svinger gasfjederunderstøttet automatisk udad, så snart låsen løsnes, og fødderne løftes. Stil lejet langsomt ned på gulvet og kontroller, at fodparrene står i slutstilling.

Lejet klappes op ad væggen model 125

Løft lejet midt på rammen og sving det opad, til det befinder sig op ad væggen. Klapp fodparrene i et ad gangen og sikr dem med låsen. Før båndet gennem snippen på rammen, så gennem de to ringøjer og så tilbage igen gennem ringøjet. Kontroller, at lejet befinder sig sikkert op ad væggen. Som alternativ kan lejet også klappes nedad. Dette gøres ved at svinge rammen med indklappede fødder nedad og sænke den helt ned.

Model 126

Leje model 126 klappes ned (2 persons!)

Hold fast i lejet op ad væggen og løsn de to bånd. Klapp lejet langsomt ned, samtidigt med at det forreste benpar svinges helt ud. Sæt lejet fra på gulvet og spænd fingerskruen for at fastgøre det forreste fodpar.

Leje model 126 klappes op (2 persons!)

Løsn fingerskruen og løft lejet. Sving det forreste fodpar helt ind. Klapp lejet op ad væggen, hold fast i det og sikr det med begge bånd.

3. Tekniske data for de enkelte modeller

Modeller	125	126
Længde (mm) maks.	1950	1950
Bredde (mm)	650	650
Højde (mm)	700	650
Højde klappet op (mm)	1190	2400
Minimal rumhøjde (mm)	ikke relevant	2420
Længde med vægstel (mm)	2050	2080
Vægt (ca., i kg)	35	33
Hoveddel indstillingsområde	0° / +30°	0° / +30°
Maks. vægt for patient (kg)	200	200

Ret til ændringer af de tekniske data forbeholdes

4. Rengøringsforskrifter:

Pudebetræk

Der kan vælges mellem 2 forskellige kollektioner af pudebetræksmateriale:

- Skai Pandoria Plus (producent Hornschuch/Continental, et produkt fra Tyskland)
- Skai Toronto EN (producent Hornschuch/Continental, et produkt fra Tyskland)

Til rengøring og desinfektion er et udvalg af forskellige midler fra flere producenter testet for forenelighed med produktet. Læs venligst mere herom i det separate tillæg.

Lejet er standardmæssigt udstyret med **Dewert-hygiejne-standarderne**, der muliggør en optimal rengøring og desinficering:

- Alle undersiderne på pudedelene er betrukket med et pudebetræksmateriale, hvilket betyder, at de kan rengøres og desinficeres
- Udluftningsåbninger på pudens underside:
For en hurtigt virkende nulstillingskraft af det homogene skumstof kræves en hurtig luftudveksling. Denne luftudveksling sikres via enkelte udluftningspunkter, der findes på undersiden af lejepuden, der er lukket hygiejnisk med specielle, ventilerende luftudligningskapper.
- Nem hygiejne takket være åben konstruktion
- Tilvalg: Pudebetræksmateriale Skai Toronto EN med staynu

Rengøring lejestel

Det forkromede lejestel kan rengøres med krompolitur (f.eks. Sidol). Brug under ingen omstændigheder skrabe, skurende eller ætsende midler. Efter rengøringen bør stellet gnides af med en blød, tør klud.

Vigtigt: Lejet må ikke rengøres med vandstråler eller højtryksstråler. Brug kun fugtige klude.

5. Vedligeholdelse og teknisk kontrol

Produktet er konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at det arbejder sikkert i et langt tidsrum, hvis det bruges iht. det tilsigtede formål og korrekt. Afhængigt af brugsbetingelserne, brugsstedet og plejen er den forventede driftslevetid 10 år.



Af hensyn til patientens, brugerens og produktets sikkerhed skal regelmæssige vedligeholdelsesprocesser gennemføres. Det anbefales at gennemføre disse senest hvert 2. år. Vedligeholdelsesprocesserne kan gennemføres af instrueret personale.

Vedligeholdelsesomfang bl.a.:

- Grundig visuel kontrol af alle dele
- Funktionskontrol
- Kontroller, at skrueforbindelserne sidder fast i lejet
- Smør efter behov drejeled og betjeningsgreb med tyndtflydende sprayolie
- Kontroller, at vægfastgørelserne sidder fast
- Kontroller sikringsbåndene



Selv om der gennemføres en regelmæssig vedligeholdelse/teknisk kontrol, bærer også **brugeren** ansvaret for patienternes sikkerhed, og at produktet fungerer, som det skal. Kontroller altid, at lejet er i korrekt stand, før det tages i brug (visuel kontrol). Tag lejet ud af brug med det samme, og informer den driftsansvarlige, hvis der konstateres påfaldende mangler.



Udskift beskadigede eller slidte dele med det samme og undgå at bruge lejet, til det er blevet repareret.



Lejet overholder sikkerhedsbestemmelserne, der var foreskrevne på tidspunktet for ibrugtagningen. Forkerte reparationer og konstruktionstekniske ændringer (afmontering af originale dele, montering af firmafremmede dele osv.) kan udsætte patienter og bruger for fare. Gennemføres ændringer på lejet, der ikke er afstemt, mister overensstemmelseserklæringen sin gyldighed, desuden bortfalder garantien.

Vi kan ikke gøres ansvarlige for skader, der opstår som følge af ændringer, der ikke er afstemt. Der må kun bruges originale reservedele fra vores firma.

6. Underretningspligt

Alle alvorlige situationer, der måtte opstå i forbindelse med produktet, skal meldes til producenten (**K.H. Dewert GmbH**) og de **ansvarlige myndigheder** i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten har sin bopæl.

I Danmark kontaktes Danish Medicines Agency: <https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/>

Ved en tungvejende hændelse forstås en hændelse, der direkte eller indirekte havde, kunne have haft eller kunne have en af efternævnte følger:

- at en patient, en bruger eller en anden person dør,
- at en patients, en brugers eller andre personers sundhedstilstand forringes forbigående eller vedvarende alvorligt,
- at den offentlige sundhed udsættes for alvorlig fare.

7. Bortskaffelse

• Emballage

Sikkerhedsinfo: Hold øje med skarpe kanter og spidse genstande, når ting bortskaffes!

Ved det resterende emballageaffald er der især tale om:

- Pap/papir
- Kunststof
- Træ (hvis produktet leveres på en palle)

Overhold venligst de lokale bestemmelser, der gælder for bortskaffelse af affald, og sørg for at genbruge materialerne i det omfang, det er muligt.

Som producent er vi iht. VerpackG autoriseret til at deltage i det duale system og bærer således bortskaffelsesomkostningerne, så emballagen kan bortskaffes gratis.

• Produkt

Sikkerhedshenvisninger:

- Hold øje med skarpe kanter og spidse genstande!
- Når lejet transporteres, skal det bæres i understellet, **IKKE** i overrammen.
- For at udelukke senere uheld skal det udtjente produkt gøres ubrugeligt med det samme.

Overhold venligst de lokale bestemmelser, der gælder for bortskaffelse af affald, og sørg for at genbruge materialerne i det omfang, det er muligt.

8. Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring for medicinsk udstyr

Producent: K.H. DEWERT GmbH
Vollmestr. 7
D-33649 Bielefeld

SRN: DE-MF-000005967

Produktet: Vægklapleje

Modelbetegnelse *:	125, 126
Basis-UDI-DI:	4063907KHDewertLiegenP2 Ikke-aktivt medicinsk udstyr
Medicinsk produkt klasse:	Klasse 1 iht. bilag VIII, kapitel III, regel 1 (nr. 4.1) VO (EU) 2017/745.

* Talkoderne -00, -01, -03, -04, der følger med den enkelte modelbetegnelse, betegner udelukkende stelletts farve (-00 = stel i hvid, -01 = stel forkromet, -03 = stel i hvidaluminium, -04 = stel in gråaluminium)

Foreskrevet formål:

Lejet bruges til at anbringe patienter korrekt i forbindelse med terapi og sygdomsbehandling, undersøgelse, massage og sundhedsterapi.

Betjeningen af lejet og placeringen af patienter på lejet må kun gennemføres af instruerede personer, der er instrueret i at bruge produktet, eller som har samlet erfaringer med andet lignende medicinsk udstyr og således kender de mulige farer og ved, hvordan produktet bruges korrekt.

Dette produkt blev udelukkende udviklet til brug i bygninger og under normale omgivelserforhold og kan bruges i følgende områder:

på laboratorier, i konsultationsrum, i rum, der er egnet til undersøgelser og behandlinger, på sygehuse, på hospitaler, på klinikker, til fysioterapi og ergoterapi samt i lægepraksisser.

Dette leje er ikke egnet som inventar på operationsstuer og må ikke bruges under operationer.

overholder de gældende bestemmelser i forordningen (EU) 2017/745, artikel 19, bilag IV fra den 05. april 2017.

Hermed bekræfter vi, at produktet er i overensstemmelse med ovennævnte direktiv.

Som producent bærer vi eneansvaret for udstedelsen af denne EU-overensstemmelseserklæring.

Markering:



Bielefeld, den 02.11.2021

K.H. DEWERT GmbH

Ledelsen

Tjekliste for vedligeholdelse og teknisk kontrol

iht. IEC 62353 og DGUV forskrift 3



Produkt _____
Model-betegnelse _____
Fabrikant K.H. Dewert GmbH _____
Serie-nr. _____
Placering _____
Ansvarlig person _____
Dato, kontrollør _____
Fremdrift-betegnelse _____

Prøvninger	ok	fail	Beskrivelse af mangel
------------	----	------	-----------------------

Optisk kontrol

Er det samlede indtryk af lejet i orden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Skiltning, CE-mærkning, typeskilt til stede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Producentens betjeningsvejledning til stede og tilgængelig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Tilstrækkelig plads til stede, når alle indstillingsfunktioner udføres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Mekanisk konstruktion fri for beskadigelser:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Svejsesømme uden øjensynlige skader?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Skrueforbindelser korrekt og fuldstændige?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Pude uden beskadigelse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Pudefastgørelse korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Alle mekaniske elementer er ubeskadiget og uden mangler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Elektrisk anlæg og netkabler uden beskadigelse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Alle kontakter og tilledninger uden beskadigelse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Funktionskontrol

Ved elektrisk justerbarhed:

Alle motorer køres vha. fod- eller håndbetjeningen i begge grænsepositioner indtil automatisk frakobling for at sikre, at:

* lejemekanikken arbejder letgående uden kollision og blokeringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
* hverken kabler/forbindelser kan udvides for meget, klemmes eller beskadiges på anden måde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
* motorerne kører uden påfaldende støj udvikling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
* slutpositionsfrakoblingen til fremdriften arbejder korrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Fodkontakt / håndbetjeningen / fodkontaktstænger fungerer uden forstyrrelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Strømkabler og netstik er uden beskadigelser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Forløb af strømkabler og forbindelser er rigtige og sikre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Kontrol af sikkerhedsindretning: Dobbelttip-funktion fungerer rigtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Friløbsmotor: Friløb er vedligeholdelsesfri, ingen eksamen nødvendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Ved hydraulisk højdeindstilling:

Fungerer rigtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Kontrolleres ved at træde på pedal, til leje når øverste position træd yderligere ca. 5-10 x (evt. luft trykkes ud af systemet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

	ok	fail	Beskrivelse af mangel
Holdes højden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er hydraulikpumpen utæt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er en let løbende sænkning mulig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrolleres ved at træde på pedalen for at sænke lejet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kraftig støj udvikling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stempelstang tørres af med en klud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indstillingsfunktioner lejeplade:			
Tandraster - total låseanordning - gastrykfjeder			
Kontrol tandraster: Løftning af lejepladeselement:			
Falder de 2 tandraster sikkert i hak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er alle raster faldet ens i hak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er dette tilfældet i hver indstillingsposition?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrol total låseanordning: Løftning af lejepladeselement:			
Holdes segmentet sikkert i enhver højde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Test skal også gennemføres med belastning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Går funktionen også let uden klemning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(= bevægelse af lejepladeselementet uden fiksering af klemmearm)			
Kontrol gastrykfjeder: Løftning af lejepladeselement:			
Reagerer gastrykfjeder, når den udløses?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Holdes segmentet sikkert i enhver højde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er stempelstangen på gastrykfjederen fedtfri og uden lækage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stempelstang rengøres med en klud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilbehør:			
Er tilbehør som f.eks. bånd, båndpude, båndføringer, papirrulleholder, armstøtter osv. mulig uden beskadigelser og sikker fastgørelse/funktion?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er alle nødvendige knebelskruer til stede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Evt. mobilitet:			
Ruller uden beskadigelser, er friløb til stede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er forbindelse med stel uden beskadigelser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle skrueforbindelser spændes (på centralt arreteringsystem også pinolskrue til styrehåndtag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sikker bremseeffekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrol ifm. faste bremses ved at trække i og skubbe lejet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Central mobilitet			
Trindhåndtag skal være i kontakt med sengerammen, spænd fastgørelsesskruerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skiftegreb på underrammen skal være centreret i rillen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spænd skruerne på skifterne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konstruktiv kontrol:			
Sakseskrueforbindelser kontrolleres:			
6 fastspændingsskrue på saksen, hertil fjernes sorte kapper og unbrakoskrue kontrolleres for meget fast montering med nøgle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gitter kontrolleres:			
Let indstilling er mulig uden klemning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Korrekt fastlåsning under opstilling/sænkning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gitter kan sænkes ned i siden:			
Indstilling er ikke mulig uden at trække i låseknop?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Korrekt indgreb i slutstillinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elektrisk kontrol			
Måling af afledningsstrøm (beskyttelsesklasse II, beskyttelsesgrad B) (maks. tilladt 0,1 mA)		Måleværdi:	
Beskyttelsesledertest (kun for beskyttelsesklasse I, beskyttelsesgrad B, Løftesøjlelejer serie 6000)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Afsluttende vurdering			
Er alt fejlfrit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Produkt tages ud af brug for at blive repareret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemærkninger			
By / dato / underskrift kontrollør	Næste kontrol		