

« Staynu »

La toute dernière innovation pour le revêtement de la sellerie :

Résistante aux salissures, facile à nettoyer, hygiénique

Grâce à la technologie « staynu » et sa nouvelle finition de surface, l'entretien régulier des surfaces fortement fréquentées n'a jamais été aussi simple. Un revêtement spécial protège les surfaces, de sorte que les particules de saleté, quelles qu'elles soient, n'y adhèrent pas et ne puissent pas y pénétrer en profondeur.

Ce type de salissures, qui ne peut plus être retiré d'un revêtement traditionnel, peut être éliminé avec un nettoyeur. Par exemple :

- Stylo indélébile, stylo bille, marqueur, stylo à encre gel
- Sang, urine, graisses corporelles
- Iode, Bétadine
- Cosmétiques, tels que rouge à lèvres, maquillage
- Colorations dues au jean et même au cirage

Nettoyage

Pour les légères salissures, nous recommandons le nettoyage avec de l'eau légèrement savonneuse ou le nettoyant **skai®** et un chiffon microfibrés. Il suffit de traiter l'endroit souillé, de laisser agir et d'essuyer.

Les taches ou salissures tenaces s'éliminent parfaitement avec, par exemple, de l'alcool isopropylique (70 %).

Pour cela, il est aussi possible d'utiliser une brosse douce. Le traitement de la surface avec cet alcool fortement concentré est possible à tout moment. La surface ne sera pas endommagée.

Rincer ensuite à l'eau claire ou savonneuse.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit d'entretien spécial.

Éviter impérativement les produits abrasifs ou les agents de blanchiment.

Conseil : tester d'abord sur un endroit non apparent.

Notre recommandation:



Kit de nettoyage pour produits de Skai

Pour nettoyage et entretien en douceur de la surface
(050-1000)

Constitué par:

- vaporisateur
avec 200 ml nettoyant special Skai
- 1 chiffon microfibrés 40 x 40 cm

Désinfection

Nous sommes contraints par la loi allemande sur les produits médicaux à dresser la liste des désinfectants pouvant être utilisés sans problèmes.

De nombreux désinfectants courants ont été testés ; ils peuvent tous être utilisés sans exception.

Si votre désinfectant ne figure pas dans la liste, veuillez nous contacter.

Désinfectant pour « staynu » Toronto EN

Nom	Classification RKI	Classification VAH	Fabricant
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed concentré			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH

Selon les indications des fabricants, tous les désinfectants mentionnés sont efficaces contre le SARS-CoV-2

Cette liste est un aperçu des désinfectants courants.

Tous les produits testés jusqu'à présent peuvent être utilisés sans problèmes.

Veuillez toujours tenir compte des instructions de dosage du fabricant respectif !