

Viktige instruksjer ang. pleie av polstertrekk:

Rengjøring:

Under begrepet rengjøring menes fjerning av synlig smuss og usynlig organisk material. Dette forhindrer at mikroorganismer formerer seg.

For rengjøring bruker du varmt såpevann og en mikrofiberklut eller en myk håndbørste. Vi anbefaler regelmessig rengjøring av overflatene til polstrene.

Ikke bruk løsemidler, klorider, poleringsmidler, kjemiske rensemidler eller vokspoleringsmidler!

Et spesialrengjøringsmiddel kan bestilles hos oss.

Vår anbefaling:



Rengjøringssett for Skai produktene
for skånsom rengjøring og stell av polstertrekk
(050-1000)

Innhold:

- forstøverflaske med 200 ml Skai-rengjøringsmidler
- 1 mikrofiberklut 40 x 40 cm

Desinfeksjon:

Med desinfeksjon mener vi utryddelse hhv. deaktivering av sykdomskilder slik at infeksjoner hos mennesker unngås.

Her må man heller ikke bruke produkter som inneholder løsningsmidler!

For hyppig bruk av desinfeksjonsmidler påvirker polstertrekkmaterialets levetid.

Desinfeksjonsmidlene nedenfor (se baksiden) er testet mht. toleranse og kan

benyttes i angitt dosering (med forbehold om endringer i sammensetningen av desinfeksjonsmiddelet):

OBS:

Her må man påse at produktet benyttes riktig.

Hvis man neglisjerer dette kan det innen kort tid medføre sprøhet, misfarging og sprekkdannelse i polstertrekket! I dette tilfellet gjelder ikke garantien.

Avfarging fra jeans eller andre tekstiler er også utelikket fra garantien!

Desinfeksjonsmiddel for Pandoria Plus

Betegnelsen	RKI-oppføring	VAH-oppføring	Produsent
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Franco-Cid N		x	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozyd sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH

Alle desinfeksjonsmidlene som er oppført er iht. produsentens informasjoner virksomme mot SARS-CoV-2

Oppmerksomhet: Når du bruker et desinfeksjonsmiddel, må du alltid ta hensyn til doseringsinstruksjonene til den respektive produsenten!

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 – D-33649 Bielefeld – Tyskland
Telf. 00 49 521/40027-0 | Faks 00 49 521/40027-27 | info@khdewert.de