

Serie 2000XL


2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2054-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2054-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2054-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2054-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen
(1180N), Funktionsbügel-
Ausführung verchromt;
Polsterfarbe: 64-703 pearl

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Kopfteil in eleganter Halbrund-Form
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (12°)
- Funktionsbügel am Fußende zur Erleichterung der Neigungseinstellung
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Länge Kopfteil: 750 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270F/K / 1280F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2054-800: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (12°)
- Breite der Liegefläche: 700 mm, optional 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

