

Transport- und Aufwachliegen

3-teilige Transport- und Aufwachliege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 71-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 71-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 71-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 71-00
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Doppelrollen
(1180N), Kopfteilverstellung
durch Gasdruckfeder (1655),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-708 cherry

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrasten
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 450 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +30° verstellbar
- Fußteillänge: 950 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.080 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 750 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 900 mm
- Höhe: 690 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm



Seitensicherung



Art.-Nr. 1088-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherungen



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder
von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz


Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1172
4 Wandabweisräder Ø 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1810
1 zusätzlicher Schiebegriff



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350
mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Polsteroptionen

Art.-Nr. 71-800
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm