

Wandklappliege

2-teilige Wandklappliege, querseitig klappbar
Kopfteillänge: 550 mm

- Modell 126-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 126-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 126-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 126-00;
Polsterfarbe: 64-724 sage



Funktion:

- Die Liege lässt sich **querseitig** über das Kopfteilende nach oben an die Wand klappen und mittels Gurten sichern.
- Einfache Handhabung:**
Zum Herabklappen wird das vordere Fußpaar gasfederunterstützt vorgeschwenkt.
- Hohe Stabilität bei geringer Wandbelastung:**
In hoch geklapptem Zustand steht die komplette Liege auf dem hinteren Fußgestell. Dieses ist wandseitig fixiert und stützt sich auf dem Fußboden ab.

Bitte beachten:

- Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt
- Notwendige Raumhöhe:** 2.420 mm

Technik:

- Liegengestell aus Vierkant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm
- 2 verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen Kopf- und Fußteil
- 2 stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung

Grundausrüstung:

- Kopfteil positiv verstellbar bis 30°
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Im Lieferumfang zusätzlich enthalten:

- 2 Wandhalter mit je 1 Sicherungsgurt zur Fixierung der nach oben geklappten Liege



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrester
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtlänge mit Wandhaltern: 2.040 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 700 mm
- Gewicht: 34 kg
- Belastbarkeit bei stabiler Steinwand: 200 kg
- Notwendige Raumhöhe:** 2.420 mm
- Abstand Kopfteilpolster – Wand: 90 mm
- Seitlicher Überstand der Wandhalterung zur Liegenbreite: je 90 mm
- Lage der Sicherungsglaschen: Höhe: 1.430 mm
- Weitere Maße auf Anfrage

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

